

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adgra3 Pour Wb, Elisa - Q8Iwk6

Numéro d'article: CM0017170

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADGRA3 humain (GPR125) pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à l'étude des GPCR d'adhésion et des voies de polarité cellulaire planaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADGRA3 Rabbit pAb
Remarques/alias	PGR21 ; TEM5L ; GPR125 ; ADGRA3
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	166647
Identifiant du gène	166647
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 370 à 600 de l'ADGRA3 humain (NP_660333.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q8IWK6
Poids de la protéine	146 kDa
Expédition	Sac réfrigérant