


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adgrb3 Pour Wb, Elisa - O60242

Numéro d'article: CM0017197



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ADGRB3 validé pour WB et ELISA. Cible le récepteur couplé aux protéines G d'adhésion B3 humain (BAI3), un régulateur de la synaptogenèse et de la fusion des myoblastes. Pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADGRB3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BAI3; ADGRB3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	577
GeneID	577
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-280 de l'ADGRB3 humain (NP_001695.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60242
Poids moléculaire de la protéine	172kDa
Expédition	Sac de glace