

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adgrl4 Pour Wb Et Elisa - Q9Hbw9

Numéro d'article: CM0014869



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADGRL4 humain (ELTD1/ETL) pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Validé pour la recherche sur l'angiogenèse, 78 kDa, Swiss-Prot Q9HBW9.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADGRL4 pAb de lapin
Remarques/Alias	ETL ; ELTD1 ; KPG_003 ; ADGRL4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	64123
GeneID	64123
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-406 de l'ADGRL4 humain (NP_071442.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9HBW9
Poids de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace