

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adh1A/Adh1B/Adh1C Pour Wb - P07327 / P00325 / P00326

Numéro d'article: CM0021632



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CamelBio ciblant les alcool déshydrogénases ADH1A/ADH1B/ADH1C. Validé pour WB, IF-P, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme de l'alcool et la fonction hépatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADH1A/ADH1B/ADH1C Rabbit pAb
Remarques/Alias	ADH1A/ADH1B/ADH1C
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	124, 125, 126
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07327, P00325, P00326
Expédition	Sac de glace