

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adh1B Pour Wb, Elisa - P00325

Numéro d'article: CM0018185



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADH1B humain (rétinol déshydrogénase tout-trans), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Convient pour les études sur le métabolisme des rétinoïdes, la recherche sur le métabolisme de l'alcool et les applications connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADH1B Rabbit pAb
Remarques/Alias	ADH2; HEL-S-117; ADH1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	125
GeneID	125
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-375 de l'ADH1B humain (NP_000659.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P00325
Poids moléculaire protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace