

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adh4 Pour Wb, Elisa - P08319

Numéro d'article: CM0028576



Introduction

CamelBio propose l'anticorps polyclonal de lapin anti-ADH4 validé pour WB et ELISA sur échantillons humains, avec réactivité croisée chez la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du rétinol et les déshydrogénases alcooliques. Découvrez nos matières premières fiables pour le DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADH4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ADH-2; HEL-S-4; ADH4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	127
GeneID	127
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-380 de l'ADH4 humain (NP_000661.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P08319
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace