

Anticorps Polyclonal Anti-Adh5/Gsnor Pour Wb, If/Icc, Elisa - P11766

Numéro d'article: CM0015376



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal de lapin anti-ADH5/GSNOR validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il cible l'ADH5 humaine, de souris et de rat, une formaldéhyde et S-nitrosogluthathione réductase clé. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et la signalisation par l'oxyde nitrique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADH5/GSNOR Rabbit pAb
Remarques/Alias	FDH ; ADHX ; ADH-3 ; AMEDS ; BMFS7 ; FALDH ; GSNOR ; GSH-FDH ; HEL-S-60p ; ADH5/GSNOR
Espèce	Humaine
Identifiant gène (Humain)	128
Identifiant gène	128
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-374 de l'ADH5/GSNOR humain (NP_000662.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P11766
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sachet de glace