

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Adh5/Gsnor Pour Wb, If-P, Elisa - P11766

Numéro d'article: CM0007255



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant ADH5/GSNOR (SWISS P11766), validé pour WB, IF-P, ELISA. Détecte l'ADH5/GSNOR humain, murin, de rat. Pour les études sur le métabolisme de l'alcool, la détoxification du formaldéhyde et la S-nitrosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADH5/GSNOR Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	FDH ; ADHX ; ADH-3 ; AMEDS ; BMFS7 ; FALDH ; GSNOR ; GSH-FDH ; HEL-S-60p ; ADH5/GSNOR
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	128
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-374 de l'ADH5/GSNOR humain (NP_000662.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11766
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace