

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adh5/Gsnor Pour Wb, If/Icc, Elisa - P11766

Numéro d'article: CM0023703



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin haute spécificité dirigé contre ADH5/GSNOR (Alcool déshydrogénase classe 3), validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la détoxification du formaldéhyde et la S-nitrosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADH5/GSNOR Rabbit pAb
Remarques/Alias	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	128
Identifiant du gène	128
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 374 de l'ADH5/GSNOR humain (NP_000662.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11766
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace