

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adh7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P40394

Numéro d'article: CM0027800



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADH7 humain (rétinol déshydrogénase). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude du métabolisme des rétinoïdes et de la détoxification des aldéhydes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADH7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ADH4 ; ADH7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	131
GeneID	131
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 386 de l'ADH7 humain (NP_000664.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40394
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace