

Anticorps Polyclonal Anti-Adhfe1 Pour Wb, Elisa - Q8lww8

Numéro d'article: CM0022711

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADHFE1 humain (HOT/ADH8). Applications : WB, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Immunogène recombinant (aa 41-255). Idéal pour étudier le métabolisme mitochondrial du GHB. Poids moléculaire : 50 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ADHFE1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HOT ; ADH8 ; HMFT2263
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	137872
Identifiant du gène	137872
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 41-255 de l'ADHFE1 humain (NP_653251.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8IWW8
Poids protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace