


Anticorps Polyclonal Anti-Adiponectine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15848

Numéro d'article: CM0027876



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé contre l'adiponectine humaine (SWISS Q15848) pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les maladies métaboliques et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Adiponectine
Remarques/Alias	ACDC ; ADPN ; APM1 ; APM-1 ; GBP28 ; ACRP30 ; ADIPQTL1 ; Adiponectine
Espèce	Humain
Identifiant du gène	9370
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-244 de l'adiponectine humaine (NP_004788.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15848
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace