


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Adiponectine Pour Wb Et Elisa - Q15848

Numéro d'article: CM0007337



Introduction

Ac mAb Lapin Anti-Adiponectine (Q15848) validé pour le Western blotting et l'ELISA, avec réactivité croisée pour la souris. Une adipokine clé dans le métabolisme et la sensibilité à l'insuline, idéale pour la recherche sur le diabète et l'obésité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ac mAb Lapin Anti-Adiponectine
Remarques/Alias	ACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRP30; ADIPQTL1; Adiponectine
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9370
ID de Gène	9370
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-244 de l'adiponectine humaine. (NP_004788.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q15848
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace