


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adipor1 Pour Wb, Elisa - Q96A54

Numéro d'article: CM0024169



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ADIPOR1, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'adiponectine et de la régulation métabolique dans la recherche sur le métabolisme du glucose et des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADIPOR1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CGI45; PAQR1; ACDCR1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51094
Identifiant du gène	51094
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96A54
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sachet isotherme