

Anticorps Polyclonal Anti-Adipor2 Pour Wb, Elisa - Q86V24

Numéro d'article: CM0017076



Introduction

Le pAc Lapin ADIPOR2 détecte le récepteur 2 de l'adiponectine humaine, souris et rat (44kDa) par WB et ELISA. Idéal pour les études métaboliques sur le métabolisme du glucose et des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin ADIPOR2
Remarques/Alias	PAQR2; ACDOR2; ADIPOR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79602
GeneID	79602
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-147 de l'ADIPOR2 humain (NP_078827.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86V24
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace