

Anticorps Polyclonal Anti-Adk Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55263

Numéro d'article: CM0013536



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'adénosine kinase humaine (ADK). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de l'adénosine et la modification de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADK Rabbit pAb
Remarques/Alias	AK ; ADK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	132
GeneID	132
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-345 de l'ADK humaine (NP_001114.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55263
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace