

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adm Pour Wb Et Elisa - P35318

Numéro d'article: CM0026462



Introduction

L'anticorps pAb de lapin ADM est un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le peptide ADM humain. Validé pour le Western blot et l'ELISA, il détecte l'ADM humain et réagit de manière croisée avec l'ADM de souris. Convient pour la recherche sur la vasodilatation, la pression artérielle et l'équilibre hydrique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ADM Rabbit pAb
Remarques/Alias	AM; PAMP; ADM
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	133
ID de gène	133
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de l'ADM humain (NP_001115.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35318
Poids de la protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace