

Anticorps Polyclonal Anti-Adnp Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2P0

Numéro d'article: CM0027333

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADNP humaine (Q9H2P0) pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Cible la protéine homéotique neuroprotectrice dépendante de l'activité, impliquée dans la régulation transcriptionnelle et la signalisation WNT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADNP Lapin pAb
Remarques/Alias	ADNP1; HVDAS; MRD28; ADNP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23394
GeneID	23394
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 843-1102 de l'ADNP humaine (NP_056154.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H2P0
Poids moléculaire	124kDa
Expédition	Sac de glace