


Anticorps Monoclonal Anti-Adora1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P30542

Numéro d'article: CM0004481



Introduction

Anticorps mAb de lapin Anti-ADORA1 pour WB, IHC-P, ELISA sur humain, souris, rat. Cible le récepteur de l'adénosine A1, un RCPG médiant une signalisation inhibitrice. Uniquement pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADORA1 mAb de lapin
Remarques/Alias	RDC7; ADORA1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	134
ID de gène	134
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de l'ADORA1 humaine (P30542)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30542
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace