


Anticorps Polyclonal Anti-Adora1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P30542

Numéro d'article: CM0020142



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADORA1 humain (récepteur de l'adénosine A1), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Détecte une bande de 37 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADORA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RDC7 ; ADORA1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	134
Identifiant du gène	134
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 250-326 de l'ADORA1 humain (NP_000665.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30542
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace