


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adora2B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P29275

Numéro d'article: CM0024383



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur humain à l'adénosine A2b (ADORA2B), validé pour le western blot, l'immunofluorescence/ICC et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'adénosine et les GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ADORA2B Rabbit pAb
Remarques/Alias	ADORA2; ADORA2B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	136
GeneID	136
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de l'ADORA2B humain (NP_000667.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P29275
Poids Moléculaire Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace