

Anticorps Polyclonal Anti-Adora3 Pour Wb, Elisa - P0Dms8

Numéro d'article: CM0022160



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADORA3 humain (récepteur de l'adénosine A3). Validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation des RCPG et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADORA3 Lapin pAb
Remarques/Alias	A3AR; ADORA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	140
GeneID	140
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de l'ADORA3 humain (NP_000668.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P0DMS8
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace