

Anticorps Polyclonal Anti-Adra1A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35348

Numéro d'article: CM0014233



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADRA1A humain (récepteur adrénergique alpha-1A), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour étudier la signalisation des catécholamines et la fonction cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADRA1A Lapin pAb
Remarques/Alias	ADRA1C ; ADRA1L1 ; ALPHA1AAR ; ADRA1A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	148
GeneID	148
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 346-475 de l'ADRA1A humain (NP_150646.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35348
Poids protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace