

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Adra1A Pour Wb, Elisa - P35348

Numéro d'article: CM0009539



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ADRA1A humain (récepteur adrénergique Alpha-1A), adapté pour le Western blotting (WB) et l'ELISA. Détecte l'ADRA1A à ~51 kDa dans des échantillons humains et de souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ADRA1A Lapin mAb
Remarques/Alias	ADRA1C; ADRA1L1; ALPHA1AAR; ADRA1A
Espèce	Humain
GeneID	148
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 150-250 de l'ADRA1A humain (P35348)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P35348
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace