


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adra2A Pour Wb - P08913

Numéro d'article: CM0025251



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ADRA2A, validé pour WB et ELISA. Détecte une bande de 51 kDa et présente une réaction croisée avec l'ADRA2A humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des RCPG, la cardiologie et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADRA2A Rabbit pAb
Remarques / Alias	ADRA2; ADRAR; ZNF32; ADRA2R; ALPHA2AAR; ADRA2A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	150
GeneID	150
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-380 de l'ADRA2A humain (NP_000672.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08913
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace