


## Anticorps Polyclonal Anti-Adra2B Pour Wb Et Elisa - P18089

Numéro d'article: CM0025643



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur adrénergique alpha-2B humain (ADRA2B). Validé pour Western blot et ELISA ; réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation de la pression artérielle, de la signalisation des GPCR et des processus métaboliques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | ADRA2B Rabbit pAb                                                                                                                             |
| Remarques / Alias  | FAME2; ADRA2L1; ADRARL1; ADRA2RL1; ALPHA2BAR; alpha-2BAR; ADRA2B                                                                              |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)    | 151                                                                                                                                           |
| GeneID             | 151                                                                                                                                           |
| Immunogène         | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ADRA2B humain (NP_000673.2). |
| Origine            | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                         |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                           |
| SWISS              | P18089                                                                                                                                        |
| Poids protéique    | 50kDa                                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                  |