

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adra2C Pour Wb, Elisa - P18825

Numéro d'article: CM0021483



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADRA2C humain (récepteur adrénergique Alpha-2C). Validé pour WB, ELISA ; réagit croisé avec l'humain et la souris. Convient pour la recherche cardiovasculaire et neurologique sur la pression artérielle, la lipolyse, la libération d'insuline et la neurotransmission.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | ADRA2C Lapin pAb                                                                                                                  |
| Remarques/Alias    | ADRA2L2; ADRARL2; ADRA2RL2; ALPHA2CAR; ADRA2C                                                                                     |
| Espèce             | Humain                                                                                                                            |
| GeneID (humain)    | 152                                                                                                                               |
| GeneID             | 152                                                                                                                               |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-380 de l'ADRA2C humaine (NP_000674.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée | Humain, Souris                                                                                                                    |
| SWISS              | P18825                                                                                                                            |
| Poids moléculaire  | 50kDa                                                                                                                             |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                      |