


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adrb2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07550

Numéro d'article: CM0019647



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ADRB2 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du récepteur adrénergique bêta-2 dans la recherche cardiovasculaire et métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADRB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BAR; B2AR; ADRBR; ADRB2R; BETA2AR; ADRB2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	154
GeneID	154
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-400 de l'ADRB2 humain (NP_000015.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07550
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace