


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adrb3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P13945

Numéro d'article: CM0027361



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ADRB3 humaine (récepteur adrénergique bêta-3). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la thermogenèse, la lipolyse et la signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADRB3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BETA3AR; ADRB3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	155
ID du gène	155
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ADRB3 humain (NP_000016.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13945
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant