

Anticorps Polyclonal Anti-Adrbk2 (Grk3, Bark2) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35626

Numéro d'article: CM0023564

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ADRBK2 (GRK3/BARK2) humain pour WB, IHC-P, ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Pour l'étude de la signalisation et de la désensibilisation des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	ADRBK2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BARK2 ; ADRBK2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	157
GenelD	157
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'ADRBK2 humain (NP_005151.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35626
Poids de la protéine	80 kDa
Expédition	Sachet de glace