


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adrm1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16186

Numéro d'article: CM0030215



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ADRM1 (récepteur d'ubiquitine du protéasome, Rpn13). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Soutient la recherche sur le protéasome et l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADRM1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARM1 ; ARM-1 ; GP110 ; PSMD16 ; ADRM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11047
GeneID	11047
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 108-407 de l'ADRM1 humain (NP_008933.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16186
Poids protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace