


Anticorps Polyclonal Anti-Adsl Pour Wb, If/Icc, Elisa - P30566

Numéro d'article: CM0025815



Introduction

Anticorps polyclonal Anti-ADSL validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec Humain, Souris, Rat. Cible l'enzyme adénylosuccinate lyase de la biosynthèse des purines. Idéal pour la recherche métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ADSL Lapin pAb
Remarques/Alias	ASL; AMPS; ASASE; ADSL
Espèce	Humain
GeneID (humain)	158
GeneID	158
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-310 de l'ADSL humain (NP_000017.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30566
Poids Protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace