

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Adss 2 Pour Wb Et Elisa - P30520

Numéro d'article: CM0002377



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'adénylosuccinate synthétase isozyme 2 (AdSS 2) humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme des purines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AdSS 2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ADEH ; ADSS ; ADSS 2 ; AdSS 2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	159
GeneID	159
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30520
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace