

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adss Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30520

Numéro d'article: CM0025021



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADSS humain (adénylosuccinate synthétase 2), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des nucléotides puriques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADSS Lapin pAb
Remarques/Alias	ADEH; ADSS; ADSS 2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	159
GeneID	159
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'ADSS humain (NP_001117.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30520
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace