

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aebp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8lux7

Numéro d'article: CM0019563

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AEBP1 de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire, la biologie des adipocytes et les études sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AEBP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	ACLP ; AEBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	165
GeneID	165
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 999-1158 de l'AEBP1 humain (NP_001120.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IUX7
Poids de la protéine	131 kDa
Expédition	Sachet de glace