

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aebp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Zn18

Numéro d'article: CM0030739



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AEBP2 humain (protéine à doigt de zinc AEBP2), validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. L'AEBP2 est une sous-unité accessoire de PRC2 qui médie la triméthylation de H3K27 et la répression transcriptionnelle. Idéal pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AEBP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	AEBP2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	121536
GenelD	121536
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 234-503 de l'AEBP2 humain (NP_694939.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6ZN18
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace