

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aer61/Eogt Pour Wb Et Elisa - Q5NDL2

Numéro d'article: CM0003734

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la O-N-acétylglucosamine transférase spécifique au domaine EGF humaine (EOGT/AER61). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche en glycobioologie et en modification des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin AER61
Remarques/Alias	AOS4; AER61; EOGT1; C3orf64
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	285203
GeneID	285203
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de l'AER61 humain (NP_775925.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5NDL2
Poids protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace