

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aes Pour Wb, Elisa - Q08117

Numéro d'article: CM0026768

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre AES/TLE5, un corépresseur transcriptionnel de la voie Wnt. Adapté pour Western blot et ELISA, réactif chez l'homme et la souris. UniProt Q08117.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-AES de lapin
Remarques / Alias	AES; GRG; ESP1; GRG5; AES-1; AES-2; Grg-5
Espèce	Humain
Identifiant de gène	166 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 264 de l'AES humain (NP_945320.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q08117
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace