

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aff4 Pour Wb, Elisa - Q9Uhb7

Numéro d'article: CM0028559



Introduction

Anticorps anti-AFF4 polyclonal de lapin (SWISS : Q9UHB7) validé pour WB et ELISA, adapté aux études du complexe d'élongation de la transcription sur des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur le complexe SEC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin AFF4
Remarques/Alias	MCEF ; CHOPS ; AF5Q31 ; AFF4
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	27125
ID du Gène	27125
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de l'AFF4 humain (NP_055238.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UHB7
Poids Moléculaire de la Protéine	127kDa
Expédition	Sac de glace