


Anticorps Monoclonal Anti-Afg3L2 Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y4W6

Numéro d'article: CM0010031



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'AFG3L2 humaine, validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur les protéases mitochondriales et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AFG3L2 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	OPA12; SCA28; SPAX5
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10939
ID du gène	10939
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 538-797 de l'AFG3L2 humaine (NP_006787.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y4W6
Poids moléculaire	89 kDa
Expédition	Sac réfrigérant