


Anticorps Monoclonal Anti-Afg3L2 (Opa12/Sca28/Spax5) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc - Q9Y4W6

Numéro d'article: CM0009080



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-AFG3L2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec l'AFG3L2 humaine, souris et rat (89 kDa), une protéase m-AAA mitochondriale impliquée dans l'ataxie cérébelleuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AFG3L2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	OPA12; SCA28; SPAX5
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10939
GenelD	10939
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 538-797 de l'AFG3L2 humaine (NP_006787.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4W6
Poids Protéique	89kDa
Expédition	Sac de glace