


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Afg3L2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4W6

Numéro d'article: CM0022339



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AFG3L2 validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Immunogène recombinant. Idéal pour les études sur la protéase m-AAA de la membrane mitochondriale interne et la recherche sur l'ataxie cérébelleuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AFG3L2 Lapin pAb
Remarques/Alias	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10939
ID de Gène	10939
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 538-797 de l'AFG3L2 humaine (NP_006787.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4W6
Poids Protéique	89kDa
Expédition	Sac de glace