


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Afg3L2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4W6

Numéro d'article: CM0021149



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AFG3L2 humaine (protéase m-AAA), validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le contrôle qualité mitochondrial et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AFG3L2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	10939
GenelD	10939
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 538-797 de l'AFG3L2 humaine (NP_006787.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4W6
Poids de la protéine	89 kDa
Expédition	Sac de glace