

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Afm Pour Wb, Elisa - P43652

Numéro d'article: CM0017198



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'afamine humaine (AFM), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec le rat. Idéal pour les études sur la signalisation Wnt et le transport de la vitamine E.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AFM Lapin pAb
Remarques/Alias	ALF; ALB2; ALBA; AFM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	173
GeneID	173
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-599 de l'AFM humaine (NP_001124.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	P43652
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace