

Anticorps Monoclonal Anti-Ager Pour Wb - Q15109

Numéro d'article: CM0008675



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-AGER (RAGE), validé pour WB, IF, IHC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation de RAGE, l'inflammation et les maladies liées au vieillissement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGER Rabbit PolymAb®
Remarques/alias	RAGE ; sRAGE ; SCARJ1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	177
ID du gène	177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 344 de l'AGER humain. (NP_001127.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q15109
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Poche de glace