

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ager Pour Wb, If-P, Elisa - Q15109

Numéro d'article: CM0006575



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de l'AGER/RAGE humain (43 kDa). Convient pour le WB, l'IF-P et l'ELISA. Idéal pour l'étude de l'inflammation, des complications du diabète et des voies de signalisation médiées par les récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-AGER
Remarques/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Espèce	Humain
GenelD	177
Immunogène	Protéine recombinante d'AGER humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15109
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace