

Anticorps Monoclonal Anti-Ager (Rage) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15109

Numéro d'article: CM0006432



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'AGER (RAGE) humain. Validé pour les applications WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation, le diabète et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AGER Rabbit mAb
Remarques/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Espèce	Humain
GeneID	177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-344 de l'AGER humain (NP_001127.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15109
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace