

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ager (Rage) Pour Wb Et Elisa - Q15109

Numéro d'article: CM0016131



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AGER (RAGE) pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les produits finaux de glycation avancée, les complications diabétiques et la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGER Lapin pAb
Remarques/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	177
GeneID	177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-330 de l'AGER humain (NP_001127.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15109
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace