

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aggrecan Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P16112

Numéro d'article: CM0027279



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Aggrecan humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte l'Aggrecan dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la matrice cartilagineuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Aggrecan Lapin pAb
Remarques/Alias	AGC1; SEDK; AGCAN; CSPG1; MSK16; CSPGCP; SSOAOD; Aggrecan
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	176
GeneID	176
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 420-575 de l'Aggrecan humain (NP_037359.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16112
Poids Protéique	261kDa
Expédition	Sac de glace