

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Agk Pour Wb Et Elisa - Q53H12

Numéro d'article: CM0002497



Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-AGK de haute qualité validé pour les applications WB et ELISA. Spécifique de l'acylglycérol kinase humaine, une kinase lipidique mitochondriale impliquée dans la production de LPA/PA et l'importation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGK souris mAb
Remarques/Alias	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDPS10; AGK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55750
GeneID	55750
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-422 de l'AGK humaine (NP_060708.1)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q53H12
Poids moléculaire	47kDa
Expédition	Sac de glace